


TB-FX / TB-FX J

Temporäre Elektrode (mit Schutzkappen)

Temporary Lead (with protection caps)



Artikelbeschreibung

Diese Elektrode mit 2mm Pin Konnektoren dient der temporären Stimulation mit Hilfe eines externen Herzschrittmachers.
Das berührungsgeschützte Steckersystem paßt an gängige externe Herzschrittmacher.

Typ: **TB-FX / TB-FX J**
 Durchmesser F (mm): 4 (1,33) 5 (1,67) 6 (2,00)
 Nutzbare Katheterlänge: 90/125 cm
 Elektrodenkopf: *Halbkugel*
 Anzahl der Elektroden: *2-polig*
 Elektrodenabstand: 5 mm
 Elektrodenmaterial: *Edelstahl*
 Kathetermaterial: *Pebax (shore70/40)*
 *röntgendicht*
 Flexibilität: *normal, standard*
 Anschlußstecker: *2 mm Pins*
 *und Berührungsschutzkappen passend*
 *für alle gängigen externen Herzschrittmacher*

Lieferumfang: 1 Elektrode mit festem Anschlußstecker

Product Description

Temporary pacing lead with 2mm pin connectors for temporary stimulation by means of an external pacemaker. The protected connector system is suitable for all common external pacemakers.

Type: **TB-FX / TB-FX J**
 Diameter F (mm): 4 (1.33) 5 (1.67) 6 (2.00)
 Usable lead length: 90/125 cm
 Tip configuration: *bullet shaped*
 Number of electrodes: *bipolar*
 Electrode width: 5 mm
 Electrode material: *stainless steel*
 Lead material: *pebax (shore 70/40)*
 *radiopaque*
 Flexibilität: *normal, standard*
 Connector: *2 mm pins*
 *and touch protection caps suitable*
 *for all common external pacemakers*

Delivery volume: 1 Lead with fixed connector

Artikelbezeichnung Product name

| | | |
|--------------|------------------|--------------|
| TB-FX 2/4F | gerade, straight | (90 cm, 4F) |
| TB-FX 2/5F | gerade, straight | (125 cm, 5F) |
| TB-FX 2/6F | gerade, straight | (125 cm, 6F) |
| TB-FX 2/4F-J | J-Kurve, J-Curve | (90 cm, 4F) |
| TB-FX 2/5F-J | J-Kurve, J-Curve | (125 cm, 5F) |
| TB-FX 2/6F-J | J-Kurve, J-Curve | (125 cm, 6F) |

Artikel-Nr. Article-no.

| | |
|---------|---|
| 27003-F | 5 |
| 27004-F | 5 |
| 27005-F | 5 |
| 27006-F | 5 |
| 27007-F | 5 |
| 27008-F | 5 |

Elektrodenoberfläche Electrode surface

| | 4 French | 5 French | 6 French |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Ring, ring | 8,5 mm ² | 10,5 mm ² | 12,5 mm ² |
| Spitze, tip | 9,2 mm ² | 12,3 mm ² | 15,5 mm ² |

Zubehör / Accessory

| | | | |
|---|---------|---------|---|
| Verlängerungskabel / extension cable | D 2-SP | 81973 | 5 |
| Verlängerungskabel weiß / extension cable white | D 2P-SP | 81986WS | 5 |
| Verlängerungskabel blau / extension cable blue | D 2P-SP | 81986BL | 5 |

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For single use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make changes to reflect technical advancements.

Vertrieb durch / Distribution by:

OSYPKA AG

Earl-H.-Wood-Str. 1, 79618 Rheinfelden, Germany
Tel. +49(0)7623 7405-0, Fax +49(0)7623 7405-213
E-mail: mail@osypka.de, Internet: www.osypka.de

TM08190417DA1_TB-FX_TB-FX-J(Schutz)

Hersteller/
Manufacturer: FIAB S.p.A., Italy

 **OSYPKA**